

# FICHE TECHNIQUE

Référence 6668

## INSERTS POUR CEINTURE

- Ces inserts frais Coolpax viennent en complément ou en remplacement des inserts existants pour la ceinture Coolpax 6638.
- Ils se solidifient en dessous de 14° pendant 45mn et restent frais jusqu'à 2h.
- Vendus par lot de 4.
- Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont 30% plus légers que l'eau.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Changement de phase



Portable sous un vêtement



Température de 14°C



1 à 2h de frais



Chaleur intense

### MARCHÉS



Sports



Médical

### TECHNOLOGIE




COOLPAX



Matériau à changement de phase

### COULEUR DISPONIBLE



Transparent

### COMPATIBILITÉ



Ceinture 6638

### Nous contacter :

Tel : + 33 (0)9 75 55 17 26 (lun-ven 15H-18H)

Email : [contact@technifresh.com](mailto:contact@technifresh.com)

Web : [www.technifresh.com](http://www.technifresh.com)